

## Poltrona paziente



- Rivestimento Standard o Luxury
- Poggiatesta a doppia articolazione
- 2 memorie posizionamento paziente
- Ultima posizione memorizzata (LP) - Posizione risciacquo paziente (0)
- 4 profili utilizzatore
- Box connessione centrale
- Portata sollevamento 200 Kg
- Bracciolo sinistro fisso
- Bracciolo destro mobile (Swing-out)
- Seduta e schienale sincronizzati - sistema antisvestimento
- Pedale controllo strumenti - Comandi poltrona joystick

## Elemento medico



- Pannello comandi a membrana (Easy-clean)
- Regolazioni in altezza con bloccaggio pneumatico per Sprido
- Tray doppio
- Faretra con 5 posizioni strumenti
- Display e timer digitali
- Possibilità di installazione destra o mancina
- Funzione Flush-out lavaggio e sanificazione
- Siringa autoclavabile DCI aria/acqua
- Micromotore elettrico NSK NLX Nano f.o.
- Torque Control con Auto-Reverse
- 2 cordoni turbina (attacco Midwest)
- Ablatore a scelta (EMS, Satelec, NSK)

## Lampada operatoria



- Lampada Eurus LED con regolazione dell'intensità
- Comando a sfioramento
- Modalità composito
- Libertà di movimento su tre assi

## Elemento assistente



- Pannello comandi a membrana (Easy-clean)
- Consolle regolabile in altezza
- Cordone aspirazione chirurgica
- Cordone aspirasaliva

## Gruppo idrico



- Bacinella in vetro blu amovibile e orientabile
- Kit bottiglia con selettore acqua di rete
- Valvola selezionatrice DURR
- Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico
- Cordoni di aspirazione amovibili