

COLLEZIONE SMART

RX endorali
Seggiolini
Lampade



Belmont

Made by hand and mind, in Japan



Belmont, lo specialista di riuniti

Belmont è tra i primi produttori al mondo di riuniti e punto di riferimento per affidabilità e innovazione.

Belmont si caratterizza per offrire soluzioni tecnologiche con un occhio attento al design, attraverso prodotti e servizi che garantiscono comfort e sicurezza per il paziente e, prima ancora, per gli operatori.



garanzia
senza
pensieri

 **Belmont**

Tutti i riuniti si distinguono per l'assoluta qualità Made in Japan e per il pacchetto di servizi a costo

zero 'Senza Pensieri' che include 5 anni di Garanzia ed un innumerevole serie di plus accessori che eliminano i costi di manutenzione ed assistenza e prevedono valore di riacquisto garantito in caso di sostituzione futura.

rx
en
dor
ali



Apparecchi radiografici d'avanguardia Made in Japan

- Staffa a deriva zero
- Pannello touch screen da 7"

BELRAY II 097

a partire da € 2.300 + iva

se
ggio
hi



Accessori extra comfort Ergonomia superior

- Postura sempre corretta
- Ideali per ogni normotipo e corporatura

DH-007N
Assistente

a partire da € 450 + iva

lam
ba
de



Tecnologia LED evoluta 100% no stress

- Resa cromatica senza eguali
- Movimentazione senza sforzo e messa a fuoco sempre perfetta

SERIE LED 900
SERIE LED 300

a partire da € 1.550 + iva



PHOT-X IIS

	PHOT-X IIS	BELRAY II 097
Staffa a Deriva Zero	•	•
Pannello touchscreen + porta usb	•	
Centralina keypad		•
Dosimetria paziente	•	
Modalità di scatto con cono lungo o corto	•	•
Testata radiogena con fondo ultrapiatto	•	•
Intensità corrente	3 ma / 6 ma	da 4 a 7 ma
Voltaggio tubo	60/70 KV	70 KV
Macchia focale (mm)	0,4	0,7
Tempo di esposizione	0,01"-2,0"	0,02"-3,2"



AH-012D TILT/AH-012A

	AH-012D TILT	AH-012A	DH-007N
Regolazione con cilindro a gas	•	•	•
Regolazione altezza della seduta	•	•	•
Regolazione inclinazione schienale	•		
Sistema frenante di sicurezza	•	•	•
Bracciolo DX/SX			•



SERIE LED EURUS

	SERIE 300	SERIE 900	SERIE EURUS
Sorgente luminosa	5 leds	10 leds	4 + 2 leds (ISO 9680)
Distanza focale (mm)	650	650	650
Intensità luminosa	3.100-28.000 lux incrementali	4.000-32.000 lux incrementali	3.000-28.000 lux incrementali
Modalità composito	4.300 lux	5.500 lux	9.000 lux
Temperatura di colore	5.000° K	5.000° K	5.000° k/2.700° K*
Indice di resa cromatica	85	>90	>90
Spot illuminazione (mm)	85x155 	85x155 	85x155 
Sensore Touchless	•	•	•
Codice	AL-301	AL-901	AL-D101W

* in modalità composito

Dealer ufficiale



Takara Belmont Italy s.r.l.

Sede e show room:
via Mazzacurati 4/1 - 42019 Scandiano (RE)

T +39 0522 086 548
info@belmont-dental.it

www.belmont-dental.it