

Clesta - E

Clesta - E
Tradizione e affidabilità



Belmont
Made by hand and mind, in Japan



Poltrona paziente



Finitura Standard



Poggiatesta doppia articolazione

2 memorie posizionamento paziente - 4 profili utilizzatore

Ultima posizione memorizzata (LP)

Pulsanti salita/discesa paziente e posizione risciacquo

Box connessione centrale

Portata sollevamento kg 200

Bracciolo sinistro fisso - bracciolo destro mobile (Swing-out)

Seduta e schienale sincronizzati - sistema anti svestimento

Elemento medico Sprido



Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico

Vassoio porta tray

Faretra con 5 posizioni strumenti

Display e timer digitali

Manipoli con selezione First-priority

Funzione flash-out lavaggio e sanificazione

Siringa autoclavabile DCI aria/acqua

Micromotore elettrico NSK NLX Nano f.o.

Torque Control con Auto-Reverse

2 cordoni turbina (attacco Midwest)

Ablatore NSK Various 170 f.o.

Lampada operatoria



320 Led con regolazione dell'intensità
(Lux 28.000, Temperatura Colore K 5.000, Spot 85mm x 155mm, Touch-less)

Comando a sfioramento

Modalità composito

Libertà di movimento su 3 assi

Elemento assistente



Pannello comandi a membrana (Easy-clean)

Braccio porta-consolle standard

Tubo aspirazione chirurgica

Tubo aspirasaliva

Gruppo idrico



Bacinella in porcellana rimovibile

Kit bottiglia per alimentazione acqua strumenti

Risciacquo bacinella e riempimento bicchiere automatico

Tubi di aspirazione rimovibili